



# GUIDA ALL'UTILIZZO IN MILLEWIN DELLA SCHEDA

## *MONTGOMERY-ASBERG DEPRESSION RATING SCALE (MADRS)*

La scheda MADRS è un questionario per la valutazione del paziente depresso, articolato su dieci domande a risposta singola, fornisce un valore finale indice dello stato depressivo. La funzionalità è presente dalla versione 1.2.0.201 di MilleDSS




Per attivare il questionario (MADRS) in Millewin avviare il programma, selezionare un paziente “X visita” nel pannello DSS (vedi immagine sotto riportata) e fare clic su “Test MADRS” (come indicato dalla freccia)



The screenshot displays the Millewin interface with four main panels:

- Follow-up:** Shows 'Nessun valore:' with a warning icon and 'Creatinina (20 gg fa; ?)'. Under 'Target raggiunto:', it shows 'BMI (3 mesi fa; 22,6)' and 'PA (3 mesi fa; 90/50 mmHg)' with green checkmarks.
- Appropriatelyzza:** Shows 'Diagnosi:' with a warning icon and 'ESC Score (Calcolo ESC Score)'. Below it, 'Test MADRS (Questionario per misurare i disturbi dell'umore)' is highlighted with a red arrow.
- Prevenzione e stili di vita:** Shows 'Primaria:' with a warning icon and 'Fumo (Assente > 12 mesi)', 'Attività fisica (Soggetto sedentario)'. Under 'Secondaria:', it shows 'Sangue Occulto (Assente > 2 anni)' with a warning icon.
- Valutazione economica:** Shows 'Pezzi € Totale € Farmaci € Esami' and 'Anno corrente: Farmaci | Presidi' with a list of items including 'DIBASE\*OS SOLUZ 2.5ML 25000UI', 'MACLADIN\*14CPR RIV 500MG', 'BIWIND\*NEBUL OS 30CONT 0.5ML', and 'AMOXIC.AC.CLAVUL.TEVA\*12CPR'.



This is a close-up view of the 'Appropriatelyzza' panel. It shows the 'Diagnosi:' section with a warning icon. The 'Test MADRS (Questionario per misurare i disturbi dell'umore)' is highlighted with a red arrow pointing to it.

Si aprirà la finestra per la compilazione del questionario: è possibile una sola risposta ad ogni domanda.

**Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)**

### Istruzioni

La salutatione dovrebbe essere basata su un colloquio clinico che va da domande generali sui sintomi, a domande più specifiche, per consentire una precisa valutazione della gravità. L'esaminatore deve decidere se la risposta si colloca esattamente in uno dei punti definiti dalla scala (0, 2, 4, 6) o in un punto intermedio. E' eccezionale che un paziente depresso non possa essere valutato sugli item della scala. Se non è possibile ottenere dal paziente risposte chiare, si devono utilizzare, come base per la valutazione, tutte le indicazioni pertinenti e le informazioni ottenute da altre fonti, come generalmente si fa nella pratica clinica. Lo scala può essere usata per valutazioni ripetute dopo intervalli di tempo a scelta del valutatore, settimanali o altro, ma è necessario specificare sempre il periodo esplorato.

#### 1 TRISTEZZA MANIFESTA

Scoraggiamento, depressione e disperazione (qualcosa di più di un semplice abbassamento del tono dell'umore) che traspaiono dal linguaggio, dalla mimica e dalla postura. Valutare in base alla profondità e all'incapacità a reagire positivamente.


- 0 Assenza di tristezza
- 1
- 2 Sembra scoraggiato, ma può rallegrarsi senza difficoltà
- 3
- 4 Appare triste ed infelice per la maggior parte del tempo
- 5
- 6 Appare infelice per tutto il tempo. Estremamente scoraggiato


Normale o sintomo assente (0-6)    Lieve depressione (7-19)    Depressione moderata (20-34)    Depressione grave (oltre 34)

Schede compilate:   
Visualizza le altre schede MADRS del paziente

The Montgomery-Asberg Depression Scale (MADRS) is copyrighted by Stuart Montgomery, M.D.  
Montgomery SA, Asberg M: A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry 134:382-389, 1979

Fare clic sul pulsante **“Domanda Successiva”** per andare avanti con le domande a cui fornire una risposta, sul pulsante **“Domanda Precedente”** per rivedere quelle già compilate. La risposta alla decima e ultima domanda permetterà di completare e salvare il test con un clic sul pulsante **“Salva”**. Per chiudere invece la finestra senza conservare le modifiche premere il pulsante **“Annulla”**.

Per rivedere le schede già compilate al fine di consultazione ( dopo il salvataggio non è possibile modificare il questionario se è stato salvato in una data diversa da quella corrente) fare clic su “**Test MADRS**” sul pannello DSS come descritto in precedenza e fare clic sulla campo di scelta “**Schede compilate:**” (vd. immagine sotto riportata); quindi, scegliere una data per aprire il relativo questionario.



Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)

### Istruzioni


La valutazione dovrebbe essere basata su un colloquio clinico che va da domande generali sui sintomi, a domande più specifiche, per consentire una precisa valutazione della gravità. L'esaminatore deve decidere se la risposta si colloca esattamente in uno dei punti definiti dalla scala (0, 2, 4, 6) o in un punto intermedio. E' eccezionale che un paziente depresso non possa essere valutato sugli item della scala. Se non è possibile ottenere dal paziente risposte chiare, si devono utilizzare, come base per la valutazione, tutte le indicazioni pertinenti e le informazioni ottenute da altre fonti, come generalmente si fa nella pratica clinica. Lo scala può essere usata per valutazioni ripetute dopo intervalli di tempo a scelta del valutatore, settimanali o altro, ma è necessario specificare sempre il periodo esplorato.

#### 1 TRISTEZZA MANIFESTA

Scoraggiamento, depressione e disperazione (qualcosa di più di un semplice abbassamento del tono dell'umore) che traspiono dal linguaggio, dalla mimica e dalla postura. Valutare in base alla profondità e all'incapacità a reagire positivamente.

- 0 Assenza di tristezza
- 1
- 2 Sembra scoraggiato, ma può rallegrarsi senza difficoltà
- 3
- 4 Appare triste ed infelice per la maggior parte del tempo
- 5
- 6 Appare infelice per tutto il tempo. Estremamente scoraggiato

Normale o sintomo assente (0-6)      Lieve depressione (7-19)      Depressione moderata (20-34)      Depressione grave (oltre 34)

Schede compilate: 

04/09/2014  
03/09/2014

The Montgomery-Asberg Depression Scale (MADRS) is copyrighted by Stuart Montgomery, M.D.  
Montgomery SA, Asberg M: A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry 134:382-389, 1979

← Domanda Precedente      Domanda Successiva →      Salva      Annulla

Nell'ipotesi esemplificativa di voler consultare la scheda del 4 Settembre 2014; ecco come appare:

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)

### Istruzioni

La valutazione dovrebbe essere basata su un colloquio clinico che va da domande generali sui sintomi, a domande più specifiche, per consentire una precisa valutazione della gravità. L'esaminatore deve decidere se la risposta si colloca esattamente in uno dei punti definiti dalla scala (0, 2, 4, 6) o in un punto intermedio. È eccezionale che un paziente depresso non possa essere valutato sugli item della scala. Se non è possibile ottenere dal paziente risposte chiare, si devono utilizzare, come base per la valutazione, tutte le indicazioni pertinenti e le informazioni ottenute da altre fonti, come generalmente si fa nella pratica clinica. Lo scala può essere usata per valutazioni ripetute dopo intervalli di tempo a scelta del valutatore, settimanali o altro, ma è necessario specificare sempre il periodo esplorato.

#### 4 RIDUZIONE DEL SONNO

Riduzione della durata o della profondità del sonno rispetto al tipo di sonno del paziente quando stava bene.

- 0 Dorme come al solito
- 1
- 2 Lieve difficoltà ad addormentarsi o sonno leggermente diminuito, superficiale o agitato
- 3
- 4 Sonno diminuito o interrotto per almeno 2 ore
- 5
- 6 Meno di 2 o 3 ore di sonno

Normale o sintomo assente (0-6)    Lieve depressione (7-19)    Depressione moderata (20-34)    Depressione grave (oltre 34)

Schede compilate: 04/09/2014



Visualizza le altre schede MADRS del paziente


Punteggio = 32


The Montgomery-Asberg Depression Scale (MADRS) is copyrighted by Stuart Montgomery, M.D.  
Montgomery SA, Asberg M: A new depression scale designed to be sensitive to change. British Journal of Psychiatry 134:382-389, 1979

Domanda Precedente    Domanda Successiva    Salva    Annulla

Nell'immagine seguente, invece, vediamo come appare l'accertamento registrato in Millewin.

Accertamenti		Pressione	Certificati	Esenz.	 <a href="#">Intolleran</a>			
					Risultato		O	N
16.09.14		✓						
15.09.14	<input type="checkbox"/>				Calcolo ESC Score	12%		
04.09.14	<input type="checkbox"/>				Depressione Test MADRS	32 [1244		
03.09.14	<input type="checkbox"/>				CARATTERISTICHE DOLORE	D		
	<input type="checkbox"/>				CALCOLO RISCHIO CARDIOVASCOLAR	Non valu		

 **Attenzione.** Dopo il salvataggio della scheda occorre aggiornare l'elenco degli accertamenti di Millewin per poter vedere la nuova voce (si può ad esempio selezionare una patologia e poi il "Diario").

 **Nota bene.** Data la particolare natura dell'accertamento, il classico doppio clic sulla voce in Millewin non produrrà l'apertura della finestra sopra riportata; essa compare solo se selezionata da MilleDSS.